

## Inzenden van materialen bestemd voor onderzoek door de afdeling Klinische Pathologie

### Inhoud

|                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie .....                                                    | 2 |
| Doel .....                                                                                             | 2 |
| Toepassingsgebied .....                                                                                | 2 |
| Doelgroep/Taken en verantwoordelijkheden .....                                                         | 2 |
| Uitrusting.....                                                                                        | 2 |
| Werkwijze .....                                                                                        | 2 |
| Openingstijden en telefoonnummers afdeling pathologie. ....                                            | 2 |
| Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal. ....                                             | 3 |
| Criteria waaraan aanvraag en materiaal minimaal aan moeten voldoen.....                                | 3 |
| Richtlijnen voor inzenden materiaal voor histologisch onderzoek.....                                   | 3 |
| Richtlijnen voor inzenden materiaal voor cytologisch onderzoek.....                                    | 3 |
| Inzenden patiëntmateriaal vanuit SG Hoofddorp .....                                                    | 5 |
| Inzenden patiëntmateriaal vanuit SG Haarlem-Zuid .....                                                 | 6 |
| Inzenden patiëntmateriaal vanuit SG Haarlem-Noord .....                                                | 7 |
| CITO aanvragen .....                                                                                   | 8 |
| Aanvullend onderzoek op reeds eerder ingestuurd materiaal .....                                        | 8 |
| Fouten en afwijkingen.....                                                                             | 8 |
| Verwijzingen (bijbehorende documenten, handleidingen, bijlagen, formulieren,<br>literatuur enz.) ..... | 8 |

## Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Markering wanneer materiaal niet met buizenpost getransporteerd mag worden.

## Doel

Deze SOP beschrijft de wijze waarop aanvragers vanuit het SG materialen moeten aanleveren voor pathologisch onderzoek met als doel de diagnostiek zo efficiënt en optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

## Toepassingsgebied

Deze SOP is van toepassing op patiëntmateriaal om dit op de juiste manier in te sturen voor pathologisch onderzoek.

## Doelgroep/Taken en verantwoordelijkheden

Alle ziekenhuismedewerkers (o.a. artsen, arts-assistenten en (poli)kliniek assistenten) die patiëntmateriaal aanbieden voor histologisch of cytologisch onderzoek door de afdeling pathologie zijn bevoegd deze SOP uit te voeren.

De afdeling pathologie is verantwoordelijk voor zorgvuldige behandeling van het patiëntmateriaal vanaf het moment dat het materiaal door de afdeling pathologie in ontvangst is genomen.

## Uitrusting

| <b>Benodigde verzendmaterialen</b>             |  |
|------------------------------------------------|--|
| Afsluitbare potten                             |  |
| Lekvrije zakjes                                |  |
| Potjes gevuld met formaline 4%                 |  |
| Formaline 4%                                   |  |
| NaCl oplossing 0.9%                            |  |
| Objectglazen met matrand                       |  |
| Preparaatmapjes of -boxen                      |  |
| Thinprep fixatief Vials (cervix-potjes)        |  |
| Thinprep 50 ml nongyn buizen met 30 ml Cytolyt |  |
| Thinprep 120 ml urinepotjes met 30 ml Cytolyt  |  |

Indien van toepassing is gedetailleerde informatie met betrekking tot benodigde reagentia en hulpstoffen beschikbaar in het chemicaliënbeheersysteem.

## Werkwijze

Dit betreft de procedure voor het inzenden van patiëntmateriaal voor pathologisch onderzoek conform de richtlijn UN 3373 Biological substance.

## Openingstijden en telefoonnummers afdeling pathologie.

| <b>Openingstijden laboratorium Haarlem-Zuid: Maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur</b> |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Telefoonnummer administratie pathologie                                             | 43416 |
| Telefoonnummer ontvangst Haarlem-Zuid                                               | 43429 |
| Telefoonnummer Cytologie Haarlem-Zuid                                               | 45400 |

| Openingstijden laboratorium Hoofddorp: Maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Telefoonnummer administratie pathologie                                   | 43416 |
| Telefoonnummer ontvangst Hoofddorp                                        | 45426 |
| Telefoonnummer Cytologie Hoofddorp                                        | 45401 |

Buiten openingstijden kan voor spoedgevallen contact opgenomen worden met de dienstdoende patholoog. Deze is te bereiken via de receptie van het Spaarne Gasthuis.

## Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal.

Criteria waaraan aanvraag en materiaal minimaal aan moeten voldoen

| Aanvraag               | Materiaal/Etiket      |
|------------------------|-----------------------|
| Order aanwezig in EPIC | Ordernummer           |
| Naam patiënt           | Naam patiënt          |
| Geboortedatum patiënt  | Geboortedatum patiënt |
| Aanvrager              | Patiëntnummer         |
| Aardmateriaal          | PA-nummer             |
| Klinische gegevens     |                       |
| Vraagstelling          |                       |

## Richtlijnen voor inzenden materiaal voor histologisch onderzoek

| Materiaal                 | Verpakking en fixatief                                                                                                                                                                                                                                          | Transport tijd en temp.      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Huidbiopt voor IF         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanleveren op NaCl oplossing 0.9%.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | < 24 uur<br>0°C - 30°C       |
| Materiaal voor vriescoupe | <ul style="list-style-type: none"> <li>Van tevoren aanmelden</li> <li>Vers aanleveren.</li> </ul>                                                                                                                                                               | Geen, direct in behandeling. |
| Materiaal op formaline    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanleveren op ruime hoeveelheid (materiaal geheel onder) formaline 4%. Verhouding 1:10 is aanbevolen. Eventueel een tissue gebruiken.</li> <li>Een passende pot gebruiken, zodat het materiaal niet vervormd.</li> </ul> | Beide n.v.t.                 |
| Vers materiaal            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiaal in geschikte pot aanleveren.</li> <li>Materiaal dat buiten de openingstijden van het laboratorium wordt afgenomen moet gekoeld bewaard worden.</li> </ul>                                                      | < 24 uur<br>0°C - 30°C       |

## Richtlijnen voor inzenden materiaal voor cytologisch onderzoek

| Materiaal                            | Verpakking en fixatief                                                                                                         | Transport tijd en temp. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cervix, vagina of vulva uitstrijkjes | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanleveren in Thinprep fixatief vials.</li> </ul> <b>NB: Cervexbrush niet insturen!</b> | Beide n.v.t.            |

| Materiaal                                | Verpakking en fixatief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transport tijd en temp.                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquor                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vers insturen</li> <li>NB: Voor insturen verse liquor buiten openingstijden afdeling pathologie gelden de volgende afspraken. Op <b>maandag t/m donderdag</b> kan de liquor in de doorgeefkoelkast geplaatst worden. Bij voorkeur aanmelden bij dienstdoende patholoog. <b>Op vrijdag t/m zondag altijd aanmelden bij dienstdoende patholoog.</b> Het materiaal zal direct na ontvangst worden gefixeerd.</li> </ul> <p><b>LET OP: mag niet in de buizenpost gezet worden!</b></p> | < 60 minuten<br>0°C - 30°C                                                                                                                                         |
| Punctie / FNA                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitstrijkpreparaten direct aan de lucht laten drogen (evt. drogen met behulp van een föhn).</li> <li>Spoel de naald bij voorkeur met Cytolyt Solution (Thinprep 50 ml nongyn buis met 30 ml Cytolyt).</li> </ul> <p><b>NB: Geen spuiten met naalden insturen!</b></p>                                                                                                                                                                                                              | Beide n.v.t.                                                                                                                                                       |
| Brush materiaal bronchoscope             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximaal 4 uitstrijkpreparaten.</li> <li>Uitstrijkpreparaten direct aan de lucht laten drogen (evt. drogen met behulp van een föhn).</li> <li>Afgeknipte brush op Cytolyt solution (Thinprep 50 ml nongyn buis met 30 ml Cytolyt) insturen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | Beide n.v.t.                                                                                                                                                       |
| Sputum, bronchusspoelsel en BAL          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patiëntmateriaal direct overbrengen in 30 ml Cytolyt solution (Thinprep 50 ml nongyn buis met 30 ml Cytolyt). Als het te veel is voor in een cytolytbuis, mag het ook aangeleverd worden in een urinepotje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | Beide n.v.t.                                                                                                                                                       |
| Urine en blaasspoeling                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fixeren met Cytolyt solution (Thinprep 120 ml urinepotjes met 30 ml Cytolyt) (verhouding Cytolyt-urine van 1:3 is sterk aanbevolen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beide n.v.t.                                                                                                                                                       |
| Sereuze vochten (ascites en pleuravocht) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ongefixeerd/ vers insturen (bij voorkeur min. 50 en max. 100 ml gehomogeniseerd vocht).</li> <li>Vochten die buiten de openingstijden van het laboratorium worden afgenomen kunnen gekoeld bewaard worden en de eerstvolgende werkdag z.s.m. worden ingestuurd.</li> </ul> <p><b>NB: Geen spuiten met naalden / vacuümcontainers insturen!</b></p> <p><b>LET OP: mag niet in de buizenpost gezet worden!</b></p>                                                                   | < 24 uur<br>0°C - 30°C<br><br>Indien materialen niet binnen 24 uur kunnen worden afgeleverd bij de afdeling pathologie dienen ze in de koelkast te worden bewaard. |

| Materiaal                                             | Verpakking en fixatief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transport tijd en temp.                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige vochten (cyste- / pericard- / gewrichtsvocht) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ongefixeerd/ vers insturen (max. 100 ml gehomogeniseerd vocht).</li> <li>Vochten die buiten de openingstijden van het laboratorium worden afgenomen kunnen gekoeld bewaard worden en de eerstvolgende werkdag z.s.m. worden ingestuurd.</li> </ul> <p><b>NB: Geen spuiten met naalden / vacuümcontainers insturen!</b></p> <p><b>LET OP: mag niet in de buizenpost gezet worden!</b></p> | <p>&lt; 24 uur<br/>0°C - 30°C</p> <p>Indien materialen niet binnen 24 uur kunnen worden afgeleverd bij de afdeling pathologie dienen ze in de koelkast te worden bewaard.</p>                                                                            |
| Galwegbrush / ERCP                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ongefixeerd/ vers insturen</li> <li>Bij een galwegbrush/ ERCP die buiten de openingstijden van het laboratorium wordt afgenomen dient de brush te worden afgeknipt en op Cytolyt solution (Thinprep 50 ml nongyn buis met 30 ml Cytolyt) bewaard te worden. Stuur het onderzoek de eerstvolgende werkdag in.</li> </ul>                                                                  | <p>Verse (ongefixeerde) brushes:<br/>&lt; 60 minuten<br/>0°C - 30°C</p> <p>Wanneer het materiaal niet binnen 60 minuten kan worden afgeleverd op de afdeling pathologie dient de brush te worden afgeknipt en bewaard te worden op Cytolyt solution.</p> |

## Inzenden patiëntmateriaal vanuit SG Hoofddorp

### *Inzenden materiaal vanuit locatie Hoofddorp OK (maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur)*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Epic order <b>per potje</b> met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).<br>Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek |
| 2. | Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Materiaal aanmelden via toestel 45426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Materiaal met de transportlift naar de afdeling pathologie verzenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### *Inzenden vers materiaal vanuit locatie Hoofddorp OK (buiten openingstijden)*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Epic order per potje met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).<br>Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek |
| 2. | Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Materiaal in lekvrije zak doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## *Inzenden vers materiaal vanuit locatie Hoofddorp OK (buiten openingstijden)*

4. Zak met materiaal in doorgeefkoelkast plaatsen rechts (20 m) van de deur van de afdeling pathologie Hoofddorp.

## *Inzenden gefixeerd materiaal vanuit locatie Hoofddorp OK (buiten openingstijden)*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.
3. Materiaal met de transportlift naar de afdeling pathologie verzenden.

## *Inzenden materiaal vanuit locatie Hoofddorp radiologie (maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur)*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.
3. Materiaal aanmelden via toestel 45426.
4. Materiaal met de transportlift naar de afdeling pathologie verzenden.

## *Inzenden materiaal vanuit locatie Hoofddorp (poli)klinieken (maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur)*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.
3. Materiaal aanbieden aan de deur van de afdeling pathologie tijdens openingstijden.

## Inzenden patiëntmateriaal vanuit SG Haarlem-Zuid

### *Inzenden materiaal vanuit locatie Haarlem-Zuid OK (maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur)*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.
3. Materiaal in lekvrije zak doen.
4. De zak met materiaal in transport box doen. De bode haalt dit op en brengt dit naar de afdeling pathologie.

### *Inzenden materiaal voor vriescoupe vanuit locatie Haarlem-Zuid OK (maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur)*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Vriescoupe aanmelden via 43429.
3. Materiaal in geschikte pot doen.

## *Inzenden materiaal voor vriescoupe vanuit locatie Haarlem-Zuid OK (maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur)*

4. Materiaal versturen met buizenpost.

## *Inzenden vers materiaal vanuit locatie Haarlem-Zuid buiten openingstijden*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.
3. Materiaal in lekvrije zak doen.
4. Zak met pot in doorgeefkoelkast plaatsen bij de ontvangstbalie van de afdeling pathologie Haarlem-Zuid.

## *Inzenden materiaal vanuit locatie Haarlem-Zuid (poli)klinieken (maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur)*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.
3. Materiaal aanbieden bij de afdeling pathologie tijdens openingstijden.

## Inzenden patiëntmateriaal vanuit SG Haarlem-Noord

### *Inzenden materiaal vanuit locatie Haarlem-Noord*

1. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
2. Materiaal volgens "Algemene richtlijnen voor het inzenden van materiaal" aanleveren.
3. Materiaal in lekvrije zak doen.
4. De zak met materiaal in de transport box in de postkamer doen. De bode haalt dit op en brengt dit naar de afdeling pathologie Haarlem-Zuid.

### *Inzenden materiaal voor vriescoupe vanuit locatie Haarlem-Noord*

1. Indien mogelijk ruim van te voren per mail aan de administratie van de afdeling pathologie de datum van de vriescoupe doorgeven o.v.v. patiëntgegevens, geboortedatum, type vriescoupe, seinumnummer.
2. Op de dag van de vriescoupe een half uur voor het verwachte tijdstip voor het maken van de vriescoupe, de vriescoupe aanmelden via 43429.
3. Epic order **per potje** met locatie/ onderverdeling volledig invullen, inclusief afnamedatum en uitprinten/ stickeren labels (om verwisseling in onderverdeling van de potjes/ stickers (locatie aanduidingen) te voorkomen).  
Plak de Epic labels volgens EXT-006 Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek
4. Analist komt naar locatie Haarlem-Noord om de vriescoupe uit te voeren.
5. Na de vriescoupe het materiaal in lekvrije zak doen.
6. De zak met materiaal in de transport box in de postkamer doen. De bode haalt dit op en brengt dit naar de afdeling pathologie Haarlem-Zuid.

## CITO aanvragen

Aan een CITO verzoek kan alleen worden voldaan mits:

- Er telefonisch overlegd is met de dienstdoende patholoog (43430)
- Er CITO op de Epic order vermeld staat
- Het telefoonnummer/seinnummer van de aanvragend arts op de Epic order vermeld staat

Als bovenstaande gegevens ontbreken, wordt het onderzoek niet als CITO in behandeling genomen.

**Een vriescoupe moet altijd van tevoren worden aangemeld.**

De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren en onder de juiste condities verzenden van materiaal ten behoeve van CITO-onderzoek ligt bij de inzender. Bij transport door een koerier of taxi moet het materiaal op de juiste manier verpakt zijn en duidelijk gemarkeerd worden als **SPOED/CITO**, met vermelding dat het bestemd is voor de afdeling Pathologie. Daarnaast moeten ook de naam van de inzender/contactpersoon en het bijbehorende telefoonnummer duidelijk worden vermeld

**LET OP! Materiaal op formaline of Cytolyt bij voorkeur op kamertemperatuur (15 – 30°C) houden**

## Aanvullend onderzoek op reeds eerder ingestuurd materiaal

Aanvullend onderzoek kan worden aangevraagd via een aanvullende order in EPIC.

|                        |                | Termijn voor aanvragen aanvullend onderzoek na ontvangst |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Histologisch materiaal |                | 20 jaar                                                  |
| Cytologisch materiaal  | ingeblokt      | 20 jaar                                                  |
|                        | Niet-ingeblokt | 3 maanden                                                |

Let op: de resultaten van (moleculaire navragen) op ouder materiaal zijn mogelijk minder betrouwbaar.

## Fouten en afwijkingen

Indien het aangeboden materiaal niet voldoet aan de minimale criteria kan niet in ontvangst worden genomen.

## Opmerkingen

### Nierstenen:

De afdeling pathologie voert GEEN niersteenanalyse uit, dit wordt uitgevoerd door Streeklab Haarlem.

Stuur de nierstenen op naar:

**Streeklab Haarlem**  
**Boerhaavelaan 26**  
**2035 RC Haarlem**  
**023-5307800**

Het op foutieve wijze aanleveren van materiaal kan het stellen van de diagnose negatief beïnvloeden. Het kan voorkomen dat het niet meer mogelijk is om een classificerende diagnose af te geven op het ingezonden materiaal.

De afdeling pathologie maakt gebruik van een storingen- en meldingenregistratie systeem waarin fouten en afwijkingen worden vastgelegd.

## Verwijzingen (bijbehorende documenten, handleidingen, bijlagen, formulieren, literatuur enz.)

[Instructies plakken EPIC labels PA onderzoek](#)

# Spaarne Gasthuis

[Obductieaanvraag](#)