



Gebruiksaanwijzing en meetdagboek HBO Smart Saturatiemeter



1. Schakel de meter aan door op de platte knop onder het schermje te drukken.



Afbeelding 1

2. Wacht tot de meter is opgestart, het schermje toont onderstaand beeld:



Afbeelding 2

3. Plaats de meter op de wijsvinger (over de nagel), met het schermje naar boven, zie afbeelding 3.
4. Wacht 30 seconden. Als de waarden in het schermje stabiel zijn (niet meer veranderen), kunt u de waarden aflezen:



Afbeelding 3

Aan deze verkorte handleiding kunnen geen rechten ontleend worden. Zie voor de volledige uitleg de instructie handleiding van de leverancier

Metingen dagboek

In onderstaande tabel kunt u uw dagelijkse metingen opschrijven.

| Dag | Meting 1 | Meting 2 | Meting 3 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Dag 1</i> | | | |
| <i>Dag 2</i> | | | |
| <i>Dag 3</i> | | | |
| <i>Dag 4</i> | | | |
| <i>Dag 5</i> | | | |
| <i>Dag 6</i> | | | |
| <i>Dag 7</i> | | | |
| <i>Dag 8</i> | | | |
| <i>Dag 9</i> | | | |
| <i>Dag 10</i> | | | |
| <i>Dag 11</i> | | | |
| <i>Dag 12</i> | | | |
| <i>Dag 13</i> | | | |
| <i>Dag 14</i> | | | |

Contact

Heeft u vragen of wilt u contact met de poli? De polikliniek longgeneeskunde is elke werkdag tussen 8:00 – 16:30 uur bereikbaar op nummer: (023) 224 0140.

Buiten de poli-tijden kunt u bellen met de Eerste Hart Long Hulp op (023) 224 0325.

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl